


Зымсыз TENS-массажёр Genau G09

Колдонуучунун колдонмосу

Котормо автоматтык түрдө жасалган.

САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ!



Сиз сапатты, коопсуздукту жана функционалдуулукту эске алуу менен түзүлгөн продуктуну сатып алдыңыз. Бул жабдуу үйдөн чыкпай эле коопсуз жана ыңгайлуу машыгууга мүмкүндүк берет. Спорт менен үзгүлтүксүз машыгуу — ден соолукту сактоонун эң мыкты жолдорунун бири. Коопсуздук жана ден соолукту сактоо максатында колдонуудан мурун ушул нускама менен таанышып чыгууңузду суранабыз.

Бул буюмду колдонуудан мурун бардык нускамаларды окуп чыгып, кийин кароо үчүн сактап коюңуз.

БУЮМДУН МИЛДЕТИ

Бүт денеге арналган жаңы массажёр акупунктура жана моксотерапиянын салттуу принциптерин заманбап биоэлектрдик технология менен айкалыштырууга негизделген. Түзмөк импульстук электр сигналдары аркылуу дененин ар кайсы жерлерине таасир этип, булчуңдардын бошоңдошуна, биологиялык активдүү зоналардын стимуляциясына, кан айлануунун жакшырышына, чарчоо менен чыңалуу сезиминин азайышына өбөлгө түзөт.

Массажёр жалпы чыңалууну жеңилдетүүгө жана жагымдуу көңүл-күйдү сактоого жардам берет, айрыкча узак убакыт бою жогорку жумуш жүктөмүндө жүргөн адамдар үчүн ылайыктуу. Ыкчам жана

жеңил дизайн колдонууну убакыт же жер боюнча чектебейт — түзмөктү каалаган убакта жана каалаган жерде колдонсо болот. Күн сайын өзүңүзгө кам көрүүдө ишенимдүү жардамчы.

БУЮМДУН ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Буюмдун функциялары

- Кан айланууну жакшыртууга өбөлгө түзөт жана узак жүктөмдөн кийин булчуңдардын чыңалуусун жана чарчоону азайтууга жардам берет.
- Организмдин жалпы бошоңдошун жана күнүмдүк активдүүлүктөн кийин калыбына келишин колдойт.
- Булчуңдарды терең массаждоо үчүн импульстук электр таасирин колдонуп, тонусту жана жайлуулукту жогорулатууга өбөлгө түзөт.

Буюмдун мүнөздөмөлөрү


- Денеге кам көрүүгө арналган жогорку технологиялуу түзмөк, токтун төмөн деңгээлинде иштейт, коопсуз жана ишенимдүү.
 - Заманбап дизайн: жөнөкөй, ыкчам жана колдонууга ыңгайлуу.
 - Акылдуу конструкция: 6 иштөө режими жана 10 интенсивдүүлүк деңгээли, кош чыгуучу бир канал. 6 режимдин ар биринде 10 интенсивдүүлүк деңгээлин которуу мүмкүнчүлүгү жагымдуу таасирди так тандоого мүмкүндүк берет. Колдоого алынган режимдер: массаж, сылоо, машыгуу, кысуу, активдештирүү, жайуу — жалпысынан 6 режим.
-

КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

- Массажёрду электроддорго туташтырыңыз, электроддордон коргоочу кабыкчаны алып, аларды массаж жасала турган дене бөлүгүнө жабыштырыңыз. Тери таза жана кургак экенине, электроддор теринин бетине бирдей тыгыз жабышканына ишениңиз.
- Түзмөктү күйгүзүү үчүн ON/INC баскычын кыска басыңыз (болжол менен 2 секунд), андан кийин режимдерди которуу үчүн PROGRAM баскычын басыңыз. Режим алмашкандан кийин интенсивдүүлүк автоматтык түрдө нөлгө түшөт, тиешелүү индикатор тынымсыз күйүп турат.
- Интенсивдүүлүктү тууралоо үчүн ON/INC же OFF/DEC баскычтарын колдонуңуз. Интенсивдүүлүк индикатору тандалган деңгээлди көрсөтөт. Жашыл индикатор күйгөндө түзмөк иштеп жатат.
- Массаж аяктагандан кийин түзмөктү өчүрүү үчүн OFF/DEC баскычын басып, болжол менен 2 секунд кармап туруңуз.
- Электродду теринин бетинен этияттык менен ажыратыңыз, коргоочу кабыкчаны кайра гелдик бетине жабыштырыңыз жана түзмөктү сактоого коюңуз.

АККУМУЛЯТОРДУ КУБАТТОО ЖАНА АБАЛДЫ КӨРСӨТҮҮ

- USB кабелин массажёрго туташтырыңыз.
- USB кабелин ылайыктуу кубат адаптерине туташтырыңыз (топтомго кирбейт).
- Толук кубаттоо болжол менен 120 мүнөткө созулат. Кубаттоо учурунда индикатор режимдердин ортосунда которулуп, жымыңдап турат.
- Кубаттоо процессинде индикатор 1ден 6га чейинки режимдерди удаалаш көрсөтөт; толук кубатталганда индикатор тынымсыз күйүп турат.



МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР

Көйгөй	Себеби	Чечим
Стимуляция сезилбейт	Интенсивдүүлүк деңгээли өтө төмөн	Стимуляция сезилгенге чейин ON/INC баскычын басыңыз
Стимуляция сезилбейт	Гелдик электрод теринин бетине тыгыз жабышкан эмес	Гелдик электродду теринин бетине тыгыз басып, бирдей байланыш камсыздаңыз
Стимуляция сезилбейт	Гелдик электроддун жабышкак бети бузулган	Гелдик электродду жаңысына алмаштырыңыз
Стимуляция сезилбейт	Гелдик электроддун жабышкак бети булганган	«Тейлөө жана сактоо» бөлүмүн караңыз жана гелдик электродду тазалаңыз
Электр стимуляциясы өтө начар	Аккумулятор дээрлик заряддан чыккан	Түзмөктү кубаттаңыз
Электр стимуляциясы өтө начар	Гелдик электроддун жабышкак бети бузулган	Гелдик электродду жаңысына алмаштырыңыз

Көйгөй	Себеби	Чечим
Электр стимуляциясы өтө күчтүү	Интенсивдүүлүк деңгээли өтө жогору же электрод туура бекитилген эмес	Интенсивдүүлүктү азайтуу үчүн OFF/DEC баскычын басыңыз же гелдик электродду туура бекитиңиз
Стимуляция күтүлбөгөн жерден токтоду	Аккумулятор заряддан чыккан	Түзмөктү кубаттаңыз
Гелдик электрод теринин бетинде кармалбайт	Жабышкак бети булганган же чаңданган	«Тейлөө жана сактоо» бөлүмүн караңыз жана гелдик электродду тазалаңыз
Гелдик электрод теринин бетинде кармалбайт	Жабышкак бети бузулган	Гелдик электродду жаңысына алмаштырыңыз
Тери кызарат же дүүлүгүү пайда болот	Гелдик электрод теринин бетине тыгыз жабышкан эмес	Тери таза экенине ишенип, электродду тыгыз бекитиңиз (креми же лосьон колдонбоңуз)
Тери кызарат же дүүлүгүү пайда болот	Жабышкак бети булганган же кургап калган	«Тейлөө жана сактоо» бөлүмүн караңыз жана гелдик электродду тазалаңыз
Тери кызарат же дүүлүгүү пайда болот	Жабышкак бети бузулган	Гелдик электродду жаңысына алмаштырыңыз

ТЕЙЛӨӨ ЖАНА САКТОО

- Эгер түзмөк булганса же гелдик электродго гелдин калдыктары пайда болсо, гелдик бетин тазалоо үчүн жумшак самын эритмеси менен нымдалган салфетка колдонуңуз.
- Колдонулбаганда түзмөктү жана тетиктерин баштапкы таңгагында сактаңыз.
- Түзмөктү пайдалануу, ташуу жана сактоо 10 °C ден 43 °C чейинки температурада жана 30–85% салыштырмалуу нымдуулукта жүргүзүлүшү керек. Бардык маанилерде ±10% четтөөгө жол берилет.
- Гелдик электрод теринин бетине ишенимдүү жабышпай калса, аны алмаштыруу керек. Алмаштыруу зарыл болгондо түп нускадагы гелдик электроддорду колдонуңуз.

Пайдалануу жана сактоо шарттарынын чектөөлөрү

Параметр	Диапазон
Атмосфералык басым	500–1060 гПа
Температура	10 °C – 43 °C (50 °F – 110 °F)
Салыштырмалуу нымдуулук	30–85 %

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

- Түзмөктү жүрөк аймагында, моюндан жогору, ошондой эле териси оорулуу жерлерде (жаралар, чоюлуулар, көгөргөндөр) колдонбоңуз.
- Жүрөктүн ритми бузулганда, жүрөк-кан тамыр жана цереброваскулярдык оорулар, залалдуу шишиктер, дене табынын жогорулашы же грипп, курч оорулар, сезимталдыктын бузулушу, кан басымынын ыңгайсыз өзгөрүүлөрү болгондо, ошондой эле электроддорго аллергия болгондо түзмөктү колдонбоңуз.
- Түзмөктү башка медициналык шаймандар же сырттан колдонулуучу дарылык каражаттар менен бир убакта колдонбоңуз.
- Түзмөктү кыска толкундуу же микротолкундуу нурлануу жабдуусунан 1 метрден аз аралыкта колдонбоңуз.
- Кош бойлуу аялдарга, төрөттөн кийинки мезгилдеги аялдарга жана балдарга түзмөктү колдонууга тыюу салынат.
- Түзмөктү уктап жатканда же ванна кабыл алып жатканда колдонбоңуз.

КЕПИЛДИК

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Genau компаниясы өз продукциясынын жогорку сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Биз эң мыктысын гана сунуштоого умтулабыз, ошондуктан биздин бардык жабдууларга кепилдик берилет.

Көңүл буруңуз! Кутудан А4 барагындагы расмий кепилдик бланкын таап, аны жабдууну колдонуунун бүткүл мөөнөтү бою ыргытпаңыз.

Эскертүү: Эгер кутудан кепилдик барагын таппасаңыз, тейлөө кызматына кайрылууңузду суранабыз.

Кепилдиктин шарттары

1. Кепилдик мөөнөтү товар сатылган күндөн тартып башталат.
2. Кепилдик заводдук кемчиликтен же материалдардын кемчиликтеринен келип чыккан бузулууларга жайылтылат.
3. Кепилдик тейлөө ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.

4. Товар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бузулган учурда сатып алуучу диагностика жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна ушул кепилдик барагын жана товарды толук топтому менен көрсөтүшү керек.
5. Кепилдик учуру тастыкталган учурда товарды оңдоо же алмаштыруу акысыз жүргүзүлөт.
6. Кепилдик төмөнкү учурларга жайылтылбайт:
 - туура эмес колдонуудан же ташуудан келип чыккан механикалык бузулуулар;
 - суюктуктун, оттун, химиялык заттардын жана башка тышкы факторлордун таасиринен келип чыккан бузулуулар;
 - колдонуу боюнча нускамаларды сактабоодон келип чыккан бузулуулар;
 - конструкцияга Тейлөө кызматы менен макулдашылбаган өз алдынча кийлигишүү же ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан оңдоо;
 - чыгым материалдары жана кызмат мөөнөтү чектелген тетиктер (кайыштар, батареялар ж.б.).
- Кепилдик боюнча арызды кароо
- Кепилдик тейлөөнү алуу үчүн сатып алуучу сатуучуга (жабдуу сатып алынган жерге) кайрылышы керек.
- Genau кепилдик барагы толугу менен
- ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР
- | Параметр | Мааниси |
|----------------------------|---|
| Модель | Genau G09 |
| Кубат | 4,5 В, 150 мА·ч |
| Аккумулятор | Кайра кубатталуучу полимердик аккумулятор |
| Иштөө убактысы | Болжол менен 300 мүнөт |
| Жыштык | 4-45 Гц |
| Толук кубаттоо убактысы | 120 мүнөт |
| Интенсивдүүлүк деңгээлдери | 10 |
| Стимуляция режимдери | 6 |
| Жабышуучу электроддор | Гелдик пластиналар, өткөрүүчү көмүртек кабыкча, PET, PE-кабыкча |
| Өндүрүүчү | Zhejiang Lijiuja Sports Equipment Co., Ltd., No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China |

ТЕЙЛӨӨ

Миостимулятордун иштеши жана кепилдик боюнча суроолор менен Кыргызстандагы Genau тейлөө кызматына кайрылыңыз.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

[Расмий сайт genau.kg](https://genau.kg)